

# VistaVision EyeTablet

## DVĚ APLIKACE V JEDNOM ZAŘÍZENÍ



**OVLÁDACÍ PANEL**

**Další možnost dálkového ovládní pro správu systému VistaVision**



**TESTOVÁNÍ ZRAKU NA BLÍZKO**

**Kontrola vidění na blízko pomocí tří testovacích programů (Čtení, Měření, Kvalita vidění)**

## OVLÁDACÍ PANEL

- Profesionální způsob práce s LCD grafickým systémem VistaVision
- Přímá kontrola všech parametrů testu
- Můžete zobrazit test pacientovi, aniž byste se museli dívat přímo na grafický panel
- Síťová technologie umožňuje používat více grafických panelů v jedné vyšetřovací místnosti
- Jednoduché a intuitivní
- Rychlé zapnutí a okamžité vypnutí (operační systém Android 9)
- Kompletní, přesný a všestranný software; programovatelné vyšetření zraku pacienta
- Bezplatná aktualizace softwaru po celou dobu používání
- Dlouhá životnost, moderní technologie a výrazně konkurenceschopná cena!

# TESTOVÁNÍ ZRAKU NA BLÍZKO

- Aplikace pro kontrolu zraku na blízko (40 cm)
- Testovací programy:
  - Měření: Duanův test, mřížkový test pro dospělé/děti, červeno-zelený test, Snellenovy optotypy, čísla, Landoltův kroužek, Tumbling E, Kolt, kruhové optotypy, metoda zkřížených cylindrů, ručičkový test, astigmatický vějířový test, binokulární rovnováha, kruhové binokulární optotypy, Jaegerovy tabulky, sloupcová/řádková písmena.
  - Čtení: NVREAD, noviny, telefonní seznam, televizní program, informační leták pro pacienty, autobusový jízdní řád, mapa, notový zápis
  - Kvalita zraku: fixační bod, Worthův test čtyř bodů, Anaglyf, křížový test, test ukazovátka (vertikální/horizontální a dvojité), obdélníkový test vertikální/horizontální, stereo trojúhelník (St), stereo rovnováha (V), binokulární vidění, křížový test, Malletův test, Osterbergův stereo test, test barevné slepoty, Amslerovy mřížky.
- Pouhým dotykem na obrazovce přejdete přímo na konkrétní test

## Specifikace

✓ Barevná <b>dotyková LCD obrazovka</b> 10.1 palce, 1920x1200 pixelů	✓ Stylový design s odpovídajícím stojánkem
✓ Rozměry (Š x V x H): 242 x 8,1 x 168 mm	✓ Hmotnost: 480 g
✓ Vestavěná baterie: 4850 mAh Li-Polymer	✓ Připojení ovládacího panelu: WIFI
✓ <b>Bezplatné</b> internetové aktualizace softwaru, <b>navždy</b>	✓ Nabíjecí jednotka: DC 5.0V/2.0A

### Jak objednat EyeTablet?

Pro objednávku EYETABLET použijte kód: 4DMD EYETABL-3W

Produkty VistaVision® navrhuje a vyrábí společnost DMD Computers srl

Via Monviso, 14 – 10090 Villarbasse Torino Italy; Tel +39 0119528282; Fax +39 0119528402

[www.dmd.it](http://www.dmd.it)

<mailto:dmdmedtech@dmd.it>

**DMD**