

Zařízení Pola pro testování vidění na dálku

Polarizovaná LCD obrazovka, špičková technologie, integrovaný systém



- | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ✓ 100% separace | ✓ 100% polarizace |
| ✓ Žádné „zobrazení duchů“ | ✓ Pozitivně polarizované optotypy |
| ✓ 24" LCD displej s rozlišením Full HD a ochranou proti odleskům | ✓ Tichý systém bez ventilátoru |
| ✓ Software a hardware vyvinutý společností DMD | ✓ Bezplatné neomezené aktualizace softwaru |
| ✓ Plně přizpůsobitelné nastavení | ✓ Kontrola zraku při žádosti o řidičský průkaz |

Polarizační test, MKH-Haase, Optotypy, Ishihara, Stereo test a mnoho dalších...



Specifikace

- ✓ TFT LCD 24" Full HD, 250 cd/m², kontrast 1000:1
- ✓ Vzdálenost pacienta od obrazovky: až 8 m, po 5 cm
- ✓ Maddoxův LED test
- ✓ **Bezplatné** internetové aktualizace softwaru, **navždy**
- ✓ Klasifikace: CE, **zdravotnický prostředek** třídy 1
- ✓ Shoda s: **mezinárodní normou** UNI EN ISO 15004, ISO 10938, ISO 8596
- ✓ Rozsah VA: **0,03 až 2,0** (0,3/10 až 20/10)
- ✓ Kompletní sekvence **MKH-Haase** testů
- ✓ Full HD video přehrávač se stereo zvukem
- ✓ Standardní nástěnná montáž **Vesa 100**
- ✓ **Záruka 6 let** (2 roky na LCD displej)
- ✓ Rozměry (Š x V x H): 59,5 x 37,0 x 5,0 [cm], Hmotnost: 4,3 kg

Nejužitečnější příslušenství



EyeTablet

Tato 10" LCD ovládací konzole vám umožní dokonalé ovládání vašeho LCD grafického panelu; už se nemusíte dívat přímo na panel.



Sada světél

Sada světél pro zkoušku na řídičský průkaz se skládá ze dvou ramen (pravého a levého), na nichž jsou umístěna světla, která při zkoušce vytvářejí oslnění. Jedná se o optimalizovanou sadu pro námi dodávaný software „Driving Licence Test“.



BlueKit

Sada pro bezdrátové připojení k forofteru

Produkty VistaVision® navrhuje a vyrábí společnost DMD Computers srl

Via Monviso, 14 – 10090 Villarbasse Torino Italy; Tel +39 0119528282; Fax +39 0119528402

www.dmd.it

<mailto:dmdmedtech@dmd.it>

DMD